

Forbered dig på din

Hørebil Oticon RemoteCare-konsultation



Sådan gør du

- 1 Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone
- 2 Sørg for at din smartphone er tilsluttet strøm
- 3 Sæt nye batterier i dine høreapparater eller sørg for at de er fuldt opladt
- 4 Par dine høreapparater med din smartphone, hvis de ikke allerede er det. Se eventuelt modsatte side.
- 5 Sæt dig et stille og bekvemt sted med en stabil internetforbindelse
- 6 Anbring din smartphone opretstående mod en stabil flade
- 7 Start Companion app'en og følg anvisningerne til du når til det virtuelle venteværelse
- 8 Ønsker du hjælp ift. Et specifikt lyd miljø, f.eks. din arbejdsplads, bør konsultationen foregå i dette miljø