


Forbered dig på din

## Hørebil Phonak RemoteCare-konsultation



### Sådan gør du

- 1 Hent App'en "myPhonak" i App Store eller på Google Play
- 2 Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone
- 3 Sørg for at din smartphone er tilsluttet strøm
- 4 Sæt nye batterier i dine høreapparater eller sørg for at de er fuldt opladt
- 5 Par dine høreapparater med din smartphone, hvis de ikke allerede er det
- 6 Sæt dig et stille og bekvemt sted med en stabil internetforbindelse
- 7 Anbring din smartphone opretstående mod en stabil flade
- 8 Start MyPhonak app'en og følg anvisningerne til du når til det virtuelle venteværelse
- 9 Ønsker du hjælp ift. Et specifikt lyd miljø, f.eks. din arbejdsplads, bør konsultationen foregå i dette miljø